


## Употреба на предефинирани пакети/шаблони на лабораториски анализи

Со цел унапредување на начинот на работа во Прима Медика-лабораторија и поедноставување и минимизирање на операциите при евидентирање на анализи за пациенти кои не се со ЛУ упат (бидејќи во тој случај анализите се преземаат директно од Мој Термин), воведена е нова опција **Предефинирани пакети/шаблони**, со која на лабораториите им се дава можност да извршат предефинирање на одредени групи на анализи – шаблони, кои вообичаено се извршуваат за одредени пациенти и кои потоа со едноставен избор на шаблонот би се евидентирале како избрани анализи за пациентот.


Опцијата за дефиниција на шаблоните се наоѓа во менито **Шифрарници-Анализи-Предефинирани пакети/шаблон**. (слика 1)



Слика 1

За креирање на предефинираниот шаблон, кликаме на копчето **F5** од тастатура. Полињата **шифра** и **назив** се пополнуваат соодветно со називот на предефинираниот шаблон. Во полето **Листа на анализи во лабораторија**, се дефинираат сите анализи кои што се внесени во шифрарникот со анализи во лабораторијата. За да го предефинираме шаблонот со избраните анализи, кликаме **двоен клик** на посакуваната анализа од формата со анализи во лабораторија. Во тој случај анализата се префрлува во формата **Избрани**

анализи во пакет/шаблон. Доколку сакате да се избришат анализите од формата за Избрани анализи во пакет/шаблон, кликаме **двоен клик** на анализата. (слика 2)



Слика2

Откако шаблонот ќе биде предефиниран, може да го користиме во формата резултати од испитувања. За избор на предефинираниот шаблон кликаме на копчето **Предефинирани шаблони**. Со овој избор ни се прикажуваат сите шаблони кои што ги имаме креирани, според називот и шифрата кои што ги имаме доделено. За избор на потребниот шаблон и приказ на одбрани испитувања за пациентот, кликаме двоен клик на предефинираниот шаблон. Во тој случај, анализите кои што се доделени во предефинираниот шаблон, се прикажуваат во формата **Одбрани испитувања за пациентот**. (Слика 3)

Резултати од испитувања

Претходни испитувања | Извештаи | Пресметка | Повлечи валидиран резултат | Работна Листа

1602 | 2018

Статус на упат во МЗ: ОТВОРЕН

Листа на анализи
  Предефинирани шаблони

ПРЕДЕФИНИРАНИ ШАБЛОНИ		ОДБРАНИ ИСПИТУВАЊА ЗА ПАЦИЕНТОТ			
Шифра	Назив	Анализа	Резултат	Реф.вредност	Пресметка
1	хормонален статус	: ХОРМОНАЛЕН СТАТУС			
		17 Кетостероиди			<input checked="" type="checkbox"/>
		Оккостероиди			<input checked="" type="checkbox"/>
		VMA( ванил манделична к			<input checked="" type="checkbox"/>
		Метанефрин			<input checked="" type="checkbox"/>
		5-НДАА( 5-хидроксн индо.			<input checked="" type="checkbox"/>
		FSH (Фолликуло стимулира			<input checked="" type="checkbox"/>
		LH (Лутенизирачки хормо			<input checked="" type="checkbox"/>
		E2 (естерогени)			<input checked="" type="checkbox"/>
		PRL (пролактин)			<input checked="" type="checkbox"/>
		PGN (прогестерон)			<input checked="" type="checkbox"/>
		AND (Андростендион)			<input checked="" type="checkbox"/>
		DHEA (дихидроепиандрох			<input checked="" type="checkbox"/>
		TST (Тестостерон)			<input checked="" type="checkbox"/>
		CORT (Кортизол)			<input checked="" type="checkbox"/>
		17 OH PROG (17 хидроксн			<input checked="" type="checkbox"/>
		TSH (Тироестимулирачки			<input checked="" type="checkbox"/>
		FT4 (Тироксин)			<input checked="" type="checkbox"/>
		INSULIN (Инсулин)			<input checked="" type="checkbox"/>

ID	Назив	Реф.вредности
: ХОРМОНАЛЕН СТАТУС		
40	17 Кетостероиди	
40	Оккостероиди	
40	VMA( ванил манделична киселина)	
40	Метанефрин	
40	5-НДАА( 5-хидроксн индол оцетна	
40	FSH (Фолликуло стимулирачки хормон)	
40	LH (Лутенизирачки хормон)	
40	E2 (естерогени)	
40	PRL (пролактин)	
40	PGN (прогестерон)	
40	AND (Андростендион)	
40	DHEA (дихидроепиандростендион)	
40	TST (Тестостерон)	
40	CORT (Кортизол)	

ЗАБЕЛЕШКА ЗА ИСПИТУВАЊЕТО

Двоен клик - Префрли анализа      F8 -Бриши внесено испитување, Ctrl+P-Пресметка, F10-Печати

Слика3